

GE Logiq P6



O LOGIQ P6 oferece uma combinação de desempenho, ergonomia e valor para atender as necessidades de uma ampla gama de aplicações.

- Função High Definition Speckle Reduction Imaging (SRI-HD) – ajuda a eliminar os ruídos enquanto mantém a forma real do tecido.
- Função CrossXBeam* – permite melhorar a diferenciação entre tecidos e bordas. CAFE - Filtro específico para eliminação de ruídos durante o mapeamento do fluxo em cores
- Função de otimização automática (AO) – aumenta a resolução do contraste.
- Auto TGC – oferece brilho homogêneo para melhorar a nitidez da imagem.
- Os algoritmos da função SRI otimizados em 4D proporcionam excelente renderização de superfície para uma visualização ainda mais detalhada da estrutura anatômica.
- As funções Auto Focus e Auto Optimization permitem otimizar as imagens com o toque de um botão, ajudando assim a agilizar os exames.
- Um monitor antirreflexo de 17" em um suporte articulado que permite movimentar facilmente a tela para a melhor posição de visualização e reduzir o esforço dos olhos durante um dia de realização de vários exames.
- As funções de otimização automática (AO) e harmônica por inversão de fases promovem o máximo desempenho com o toque de um botão.
- Aplicações: Ginecologia, Medicina interna, Músculo esquelético, Obstetrícia, Pequenas partes, Radiologia geral, Vascular

Configuração:

Unidade Principal Revisada
Transdutor Linear
Transdutor Convexo
Transdutor Endocavitário
Garantia de 3 meses